



# Uroplasty Macroplastique®

Trattamento del reflusso vescico-ureterale (RVU)

L'iniezione in endoscopica di Macroplastique nel trattamento del RVU è altamente efficace e mininvasiva. L'intervento solleva il pavimento dell'orifizio uretrale e crea un orifizio a forma di semiluna al di sopra del bolo di Macroplastique, aumentando la lunghezza dell'uretere intramurale e correggendo il RVU.


## Procedura mininvasiva

- » Alternativa alla terapia antibiotica a lungo termine o a procedure di reimpianto invasive
- » Semplice procedura con dimissione il giorno stesso dell'intervento
- » Fastidio minimo per il paziente
- » Non preclude altri interventi chirurgici eventualmente necessari


## Efficacia provata

- » Successo clinico nel trattamento del RVU dal 1991
- » Risultati durevoli dimostrati da studi di follow-up a lungo termine<sup>1,2</sup>
- » Efficace in tutti i gradi di severità del RVU<sup>3</sup>

“...Sembra pertanto legittimo proporre come trattamento di prima linea del RVU l'iniezione di Macroplastique in alternativa al reimpianto ureterale chirurgico.”<sup>1</sup>



### Risultati positivi a lungo termine Follow-up a 5-7 anni<sup>1</sup>



## Informazioni sul prodotto

Codice Prodotto	Descrizione del prodotto	Requisiti per la procedura
MPQ-1.5	<b>Impianti Macroplastique</b> Unità da 1,5 ml	1-2 unità
AD	<b>Dispositivo di somministrazione riutilizzabile</b> Comprende l'adattatore per la siringa	1 dispositivo
MRN-020	<b>Ago rigido per endoscopia Uroplasty - pediatrico</b> Diametro Ago 4 Fr. x 305 mm di lunghezza con punta 20 gauge x 10 mm di lunghezza	1 ago
MFN-520	<b>Ago flessibile per endoscopia Uroplasty - pediatrico</b> Diametro Ago 5 Fr. x 350 mm di lunghezza con punta 20 gauge x 7 mm di lunghezza	1 ago



### Uroplasty Ltd

Manchester Business Park  
3000 Aviator Way  
Manchester M22 5TG  
Regno Unito

TEL 0800.032.5964

FAX 0800.032.5965

info.uk@uroplasty.com

### Uroplasty BV

Hofkamp 2  
6161 DC Geleen  
Paesi Bassi

TEL +31 (0)46.423.79.20

FAX +31 (0)46.423.79.22

info.holland@uroplasty.com

www.uroplasty.com



CE 0473

1. Dodat, H., Aubert, D., Chavier, Y., Geiss, S., Guys, J.M., Lacombe, A., et al. (2004). Vesicoureteric reflux in children: Long term results of endoscopic treatment by Macroplastique injection. *Prog Urol*, 14, 380-384.
2. Kouame, D.B., Szwarc, C., Lardy, H., Lacombe, A., & Robert, M. (2003). Endoscopic treatment of vesicoureteric reflux (VUR) in children: Results of 9 years of use of Macroplastique (Polydimethylsiloxane). *Prog Urol*, 13(6), 1368-1371.
3. van Capelle, J.W., de Haan, T., El Sayed, W., & Azmy, A. (2004). The long-term outcome of the endoscopic subureteric implantation of polydimethylsiloxane for treating vesico-ureteric reflux in children: A retrospective analysis of the first 195 consecutive patients in two European centres. *BJU Intern*, 94(9), 1348-1351.

Per istruzioni complete su uso, conservazione, avvertenze, indicazioni, controindicazioni, precauzioni, reazioni avverse ed esonero della responsabilità in relazione alla garanzia, fare riferimento al foglietto illustrativo allegato a ogni prodotto Macroplastique o consultare il sito web [www.uroplasty.com](http://www.uroplasty.com). Macroplastique e Uroplasty sono marchi registrati di Uroplasty, Inc. I modelli sono solo a scopo illustrativo.

©2013 Uroplasty, Inc. Tutti i diritti riservati. 55005A-IT 4/14