

REDPINE

Endo Leads Better Life

Più Sottile, più Leggero, più Efficiente

Senza anestesia



Senza dilatazione

Video Isteroscopia Monouso

Facile utilizzo e Monouso



Canale operativo

Compatibile con strumenti da 5Fr

Ultra-sottile

Non necessita di dilatazione né di anestesia

Canale di afflusso

Punta integrata trasparente

Il CMOS distale integrato e le doppie luci a LED offrono immagini nitide per un'osservazione e una diagnosi completa

Leggero

Peso leggero (46 g), previene gli infortuni sul lavoro



Efficiente

Trattamento istantaneo durante la diagnosi, inserimento indolore, migliora la diagnosi e l'efficienza del trattamento.



Sicuro

Design monouso, non c'è bisogno di disinfezione e controllo delle infezioni. Nessun residuo di tessuto dopo l'uso ripetuto, il quale riduce efficacemente l'infezione.



Conveniente

Design con luce integrata, fotocamera e processore touchscreen. Non occorre fotocamera/luce/carrello aggiuntivo, nessun costo di sostituzione luce.



Facile utilizzo

Connessione Plug & Play, facile collegamento e funzionamento. Utilizzo in ambito ospedaliero e privato.

Molteplici
applicazioni



Ginecologia



Centro
PMA



Centro di
fertilità



Pianificazione
familiare

Multifunzionale e Portatile

Gestione dei dati

Gestione dei dati dei pazienti, archiviazione 32G, con funzioni di fermo immagine, registrazione e archiviazione delle immagini



HD

Display in HD

Touchscreen LCD portatile da 10,1 pollici, compatibile con sistemi video tramite HDMI



Endoscopic Image Processor

RP-IPD-V800



Multifunzionale

Rotazione dell'immagine in senso orario (0°, 90°, 180°, 270°)
Cornici visive personalizzate (rotonde, ottagonali, quadrate)
Regolazione del colore dell'immagine



Portatile ed Efficiente

Collegamento rapido tra processore e manipolo, diagnosi ambulatoriale rapida

Indicazioni

Video Isteroscopia monouso

Modelli	RP-G-C24	RP-G-C0101
Direzione della visuale	22°	30°
Profondità di campo	3 mm ~ 50 mm	5 mm ~ 50 mm
Diametro esterno	16.5 Fr	14.4 Fr
Diametro interno	6.9 Fr	6.0 Fr
Campo visivo	120°	
Lunghezza di lavoro	270 mm	
Lunghezza totale	364 mm	

REDPINE

Fornitore globale di un portafoglio integrato di endoscopia monouso

0

MANUTENZIONE

1

UTILIZZO

∞

ATTENZIONE E CURA

Distributore per l'Italia



SUNMEDICAL S.r.l.

Via Modigliani, 45 - 20054 Segrate (MI)

T +39 02 87282900

F +39 02 87282910

E info@sunmedical.it

W www.sunmedical.it

